# Лабораторная работа 5.5.5Компьютерная сцинтилляционная $\gamma$ -спектрометрия

Симанкович Александр Б01-108

07.10.2023

#### Аннотация

В работе экспериментально определяются спектры  $\gamma$ -квантов, которые формируются при распаде Co, Cs, Na, Eu, Am. Проводится анализ спектров.

### Теоретическое введение

#### Базовые принципы работы сцинтиллятора

При прохождении  $\gamma$ -квантов через среду существует три механизма взаимодействия со средой: фотоэффект, комптоновское рассеяние и образование электрон-позитронных пар. Эти эффекты приводят к образованию быстрых электронов в веществе. Быстрые электроны ионизируют и возбуждают атомы при движении через вещество за счет неупругих столкновений. При переходах атомов и молекул в основное состояние и рекомбинации излучаются фотоны, характерные для вещества сцитиллятора.

Обратим внимание, что такие фотоны должны иметь очень небольшой шанс выйти из сцинтиллятора, поскольку их энергия совпадает с разностью энергий между уровнями. Поэтому кристалл (напр. NaI) легируется примесью (напр. Tl) с малой концентрацией (0.1%). Примесь имеет излучающий переход в запрещенной зоне кристалла. Таким образом, фотон может без потерь двигаться сквозь кристалл.

Вспышки из сцинтиллятора имеют низкую интенсивность, для усиления используется фотоэлектронный умножитель. С помощью фотоэффекта и электронной лавины сигнал усиливается, после чего передается на АЦП.

### Процессы взаимодействия $\gamma$ -излучения с веществом

#### Фотоэффект

Процесс поглощения  $\gamma$ -кванта связанным электроном. Электрон получает почти всю энергию  $\gamma$ -кванта, часть которой затрачивается на потенциал ионизации:

$$T_e = E_{\gamma} - I_i$$
.

Более вероятен для тяжелых веществ и низкоэнергетичных фотонов.

#### Комптоновское рассеяние

Рассеяние фотона на свободном электроне. Электрон получает часть энергии  $\gamma$ -кванта. Максимальная возможная энергия электрона:

$$E_{max} = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{mc^2}{2\hbar\omega}}. (1)$$

#### Образование электрон-позитронных пар

Энергия кванта идет на образование пары электрон-позитрон. Данное явление происходит в присутствии ядра или электрона, поскольку в пустоте законы сохранения для электрон-позитронной пары несовместны. Пороговая энергия:

$$E_{\text{nop}} = 2mc^2 = 1.022 \text{ M} \cdot \text{B}.$$

Образовавшийся электрон будет двигаться, теряя энергию на ионизацию и возбуждение атомов. Его энергия полностью останется в детекторе. Позитрон аннигилирует с электроном, излучив два  $\gamma$ -кванта. Один или оба  $\gamma$ -кванта могут покинуть детектор.

#### Компоненты спектра

В спектре будут наблюдаться различные составляющие:

- 1.  $\Phi$ отопик.  $\Phi$ ормируется при рассеянии полной энергии начального  $\gamma$ -кванта.
- 2.  $E_{\gamma} E_0, E_{\gamma} 2E_0$ . Компоненты от электрон-позитронных пар.
- 3. Пик обратного рассеяния. Формируется от рассеяния  $\gamma$ -квантов от стенок детектора. Положение пика:

$$E_{\text{ofp}} = \frac{E}{1 + 2E/mc^2}. (2)$$

4. Комптоновский спектр. Континуальный спектр от комптоновского рассеяния.

### Энергетическое разрешение спектрометра

При поглощении частиц с одинаковой энергии, значения энергии, получаемые спектрометром, будут различаться. Это связано со статистической природой сцинтиллятора. Как следствие, пик, который должен быть  $\delta$ -функцией, становится размытым.

Энергетическое разрешение спектрометра:

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i},$$

где  $E_i$  – положение пика,  $\Delta E_i$  – ширина пика на половине его высоты.

Получим оценку для  $R_i$ . Энергия  $E_i$  пропорциональна среднему числу фотонов  $\overline{n_i}$ :

$$E_i = \alpha \overline{n_i}$$
.

Ширина пика  $\Delta E_i$  пропорциональна дисперсии  $\overline{\Delta n_i}$ . При этом  $\overline{\Delta n_i} \approx \sqrt{\overline{n_i}}$ , если приблизить форму пика гауссианом.

Тогда для  $R_i$ :

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i} = \frac{const}{\sqrt{E_i}}. (3)$$

## Методика эксперимента




Рис. 1: Принципиальная схема спектрометра. (S - источник  $\gamma$ -квантов, 1 - сцинтиллятор, 2 - ФЭУ, 3 - предусилитель импульсов, 4 - блок питания ФЭУ, 5 - АЦП, 6 - компьютер для сбора и обработки данных)

Принципиальная схема приведена на рис. 1. В качестве сцинтиллятора используется кристалл NaI(Tl). Сцинтиллятор, усилитель и источник излучения находятся в защитном кожухе, предохраняющем от внешнего излучения. Сигнал с  $\Phi$ ЭУ усиливается и подается на АЦП, после чего сохраняется на компьютере. Обработанный сигнал выводится на экран в виде графика спектра.

### Результаты

#### Кобальт 60Со

Кобальт  $^{60}_{27}$ Со претерпевает  $\beta^-$  распад в  $^{60}_{28}$ Ni по двум схемам. После этого излучается один или два  $\gamma$ -кванта. Энергии указаны на схеме (2).




Рис. 2: Слева: спектр  $^{60}$ Со (1,2 - фотопики, 3 - край комптоновского спектра, 4 - пик обратного рассеяния, 5 - пик характеристического излучения свинца). Справа: схема распада  $^{60}$ Со.




Рис. 3: Измеренный спектр <sup>60</sup>Co

## Цезий $^{137}\mathrm{Cs}$

Ядро  $^{137}_{55}$ С<br/>s испытывает  $\beta^-$  распад, в результате которого образует- ся ядро  $^{137}_{56}$ Ва. Большинство переходов происходит на возбужденный метастабильный уровень ядра. При переходе в основное состояние излучается  $\gamma$ -квант.




Рис. 4: Слева: спектр  $^{137}$ Cs (1 - фотопик, 2 - край комптоновского спектра, 3 - пик обратного рассеяния). Справа: схема распада  $^{137}$ Cs.




Рис. 5: Измеренный спектр  $^{137}\mathrm{Cs}$ 

## Hатрий $^{22}N$ а

Вещество  $^{22}$ Nа подвержено, в отличие от  $^{60}$ Co и  $^{137}$ Cs,  $\beta^+$  распаду. Позитроны аннигилируют, не долетая до сцинтиллятора, давая  $\gamma$ -кванты, долетающие до сцинтиллятора и дающие аннигиляционный пик 511 кэВ. Также есть фотопик от перехода в основное состояние.




Рис. 6: Слева: спектр  $^{22}$ Na (1 - фотопик, 2 - аннигиляционный пик, 3,4 - края комптоновских спектров, 5 - пик обратного рассеяния, 6 - пик характеристического излучения свинца). Справа: схема распада  $^{22}$ Na.




Рис. 7: Измеренный спектр  $^{22}$ Na

## $\mathbf{E}$ вропий $^{152}\mathbf{E}\mathbf{u}$




Рис. 8: Спектр <sup>152</sup>Eu




Рис. 9: Измеренный спектр  $^{152}{\rm Eu}$ 

## $\mathbf{A}$ мериций $^{241}\mathbf{Am}$




Рис. 10: Слева: спектр $^{241}\mathrm{Am}.$  Справа: схема распада $^{241}\mathrm{Am}.$ 




Рис. 11: Измеренный спектр  $^{241}{\rm Am}$ 

## Калибровка каналов спектрометра

Откалибруем спектрометр по известным нам энергиям некоторых пиков.

Источник	$E_i$ , кэВ	$N_{i}$
Co 1	1332	1776
Co 2	1173	1577
Cs	662	889
Na (анниг)	511	693
Na	1274	1683

Таблица 1: Пики для калибровки




Рис. 12: Калибровочная прямая

#### Фотопики

С помощью калибровки пересчитаем значения положений фотопиков и их ширины.

Источник	$N_i$	$\Delta N_i$	$E_i$ , кэ ${ m B}$	$\Delta E_i$ , кэВ	$R_i$ , %
Co 1	1776	75.0	1334	57.0	4.3
Co 2	1577	75.0	1183	57.0	4.8
Cs	889	56.0	660	42.5	6.4
Na	1683	60.0	1263	45.6	3.6
Eu 3	181	12.0	122	9.1	7.4
Eu 5	337	25.0	241	19.0	7.9
Eu 6	471	34.0	343	25.8	7.5
Eu 7	1044	57.0	778	43.3	5.6
Eu 8	1283	62.0	959	47.1	4.9
Eu 9	1474	86.0	1105	65.3	5.9
Eu 10	1874	90.0	1408	68.4	4.9
Am	97	13.0	59	9.9	16.9

Таблица 2: Характеристики фотопиков

Проверим зависимость (3). Построим  $R_i^2 = f(1/E_i)$ .




Рис. 13: Линеаризация разрешения  $R_i$  от энергии  $E_i$ 

#### Обратное рассеяние

Некоторые пики на спектре вызваны обратным рассеянием. Построим таблицу для всех пиков:

Источник	$N_i$	$E_i$ , кэ ${ m B}$	$E_{back}^{theory}$ , кэ ${f B}$
Co (back)	315	224	119
Co (photo)	1577	1183	210
Co(photo)	1776	1334	214
Cs(peak)	55	27	24
Cs(pb)	116	73	57
Cs(back)	270	190	109
$Cs\ (photo)$	889	660	184
Na(pb)	116	73	57
$Na\ (back)$	269	189	109
$Na\ (annih)$	693	511	170
$Na\ (photo)$	1683	1263	213
Eu 1	67	36	31
Eu 2 $(back)$	134	87	65
Eu 3 (photo)	181	122	83
Eu 4	240	167	101
Eu 5 (photo)	337	241	124
Eu 6 (photo)	471	343	146
Eu 7 (photo)	1044	778	192
Eu 8 (photo)	1283	959	202
Eu 9 (photo)	1474	1105	208
Eu 10 (photo)	1874	1408	216
Am 1	50	23	21
Am (photo)	97	59	48

Таблица 3: Характеристики всех пиков

Пики вызванные обратным рассеянием обозначены как (back), фотоэффектом – (photo), аннигиляцией – (annih), характеристическое излучение свинца – (pb).

Большинство пиков для европия предполагаются

### Комптоновский спектр

Пересчитаем значения энергии на краях комптоновских спектров  $(E_k)$ . Также рассчитаем края комптоновских спектров исходя из (1)  $(E_k^{theory})$ .

Источник	$N_{i}$	$N_k$	$E_i$ , кэ ${ m B}$	$E_k$ , кэВ	$E_k^{theory}$ , кэВ
Со	1577	1263	1183	944	973
Cs	889	614	660	451	476
Na	693	431	511	312	341
Na	1689	1376	1268	1030	1055

Таблица 4: Края комптоновских спектров




Рис. 14: Зависимость  $E_k$  от энергии  $E_k^{theory}$ 

Как можно видеть, теоретические значения хорошо описывают экспериментальные данные.

#### Характеристическое излучение свинца

Для Co, Cs, Na на графиках можно наблюдать характеристическое излучение свинца.

Источник	$N_{pb}$	$E_{pb}$ , кэ ${ m B}$
Со	116	73
Cs	116	73
Na	116	73

Таблица 5: Характеристическое излучение свинца

С учетом ширины пиков получим:

$$E_{pb} = (116 \pm 10) \; {
m кэB}$$

## Заключение и выводы

В работе экспериментально получены спектры  $\gamma$ -квантов, образующихся при распаде Со, Сs, Na, Eu, Am. Проведен анализ спектров. Вычислено значение энергии характеристического излучения свинца  $E_{pb}=(116\pm10)$  кэВ. Проверена зависимость края комптоновского излучения от энергии фотопика.

В качестве улучшения работы можно провести более тщательный анализ пиков, поскольку некоторые из них имеют неизвестное происхождение.