Измерение абсолютной активности препарата ^{60}Co методом $\gamma-\gamma$ совпадений.

Маслов Артём, Дедков Денис группа Б01-108а 30.10.2023

Цель и задачи работы:

1. Определить абсолютную активность радиоактивного препарата ^{60}Co с использованием каскадного перехода γ -квантов при его распаде.

Описание экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1:




Рис. 1: Слева схема каскадного γ -распада. Справа схема экспериментальной установки.

Гамма-кванты от источника ^{60}Co регистрируются двумя сцинтилляционными счётчиками, каждый из которых состоит из кристалла NaI(Tl) и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). При поглощении γ -кванта кристаллом возникает световая вспышка, которая преобразуется с помощью ФЭУ в электрический импульс, передаваемый через формирователь импульсов на схему совпадений СС и регистрируемый пересчётчным прибором ПС. Фотоэлектронны умножители питаются от высоковольтного стабилизированного выпрямителя.

Оборудование и приборы

- 1. Лабораторная установка для исследования абсолютной активности кобальта-60 ЛУ -4.3-2. Заводской номер №1513. Инвентарный номер №410134174169.
- 2. Блоки детектирования сцинтилляционные БДЕГ-40.
 - (а) Заводской номер №2907. Инвентарный номер №410134174169. Инвентарный номер №4008.
 - (b) Заводской номер №2908. Инвентарный номер №4026.
 - (с) Пересчётное устройство. Инвентарный номер №410134125664.

Первичные экспериментальные данные

Первичные экспериментальные данные приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1. Измерение фона.

t_1 , мин	N_1	n_1		t_2 , мин	N_2	n_2	σ_{n_2}
2	4053	33.8	1	2	3244	27.0	0
2	4029	33.6	1	2	3281	27.3	0
2	4105	34.2	1	2	3224	26.9	0

Индексы 1 и 2 указывают на детектор, которым производились измерения. t – время измерения, N – полное количество импульсов, n – количество импульсов за секунду, σ_n – погрешность измерения n.

Таблица 2. Измерение в режиме совпадений.

СС в режиме совпадений								
τ , MKC	t, мин	N	n	σ_n				
0.2	5	600	2.0	0.1				
0.2	5	584	1.9	0.1				
0.5	3	609	3.4	0.1				
0.5	5	1075	3.6	0.1				
1.0	2	608	5.1	0.2				
1.0	2	645	5.4	0.2				

au — время регистрации совпадения, \overline{t} — время измерения, N — полное количество импульсов, n — количество импульсов за секунду, σ_n — погрешность измерения n.

Таблица 3. Измерение каждым детектором отдельно.

		-			-			
ФЭЛ								
t_1 , мин	N_1	n_1	σ_{n_1}	t_2 , мин	N_2	n_2	σ_{n_2}	
1	165567	2759	7	1	63278	1055	4	
1	164080	2735	7	1	60237	1004	4	
1	163571	2726	7	1	59708	995	4	
1	164097	2735	7	1	60067	1001	4	

Индексы 1 и 2 указывают на детектор, которым производились

Индексы 1 и 2 указывают на детектор, которым производились измерения. t – время измерения, N – полное количество импульсов, n – количество импульсов за секунду, σ_n – погрешность измерения n.

Время измерялось цифровым прибором, погрешность измерения времени σ_t можно оценить его тактовой частотой, которая для современных микроконтроллеров обычно составляет $\sim M\Gamma$ ц. Относительная погрешность $\varepsilon \sim 10^{-6}$ пренебрежимо мала. Погрешность измерения импульсов N определяется согласно распределению Пуассона как $\sigma_N = \sqrt{N}$. Погрешность вычисления количества импульсов за единицу времени оценивается по формуле $\varepsilon_n = \varepsilon_N \Rightarrow \sigma_n = n \cdot \sigma_N/N$, так как n = N/t. Погрешность задания времени регистрации импульса τ не известна, так как не известна внутренняя схема пересчётного прибора.

Обработка экспериментальных данных

Определим среднее значение радиоактивного фона, регистрируемого детекторами:

 $n_{\rm dol} = 33.9 \pm 0.3$ имп/сек

 $n_{\rm do2} = 27.1 \pm 0.3$ имп/сек

Так как погрешность отдельного измерения связано со случайным распределением распавшихся атомов, то погрешность среднего оценим по формуле $\sigma_{\rm cp} = \sigma_{\rm org}/\sqrt{k}$, где k – количество измерений.

Определим средние значения количества зарегистрированных импульсов счётчиками за единицу времени (сигнал + фон):

 $n_1 = 2738 \pm 3$

 $n_2 = 1013 \pm 2$

Так как погрешность отдельного измерения связано со случайным распределением распавшихся атомов, то погрешность среднего оценим по формуле $\sigma_{\rm cp} = \sigma_{\rm org}/\sqrt{k}$, где k – количество измерений.

Определим средние значения количества распавшихся атомов ^{60}Co , зарегистрированных счётчиками за единицу времени:

 $n_{\rm p1} = n_1 - n_{\rm \phi1} = 2704 \pm 3$

$$n_{\rm p2} = n_2 - n_{\rm d2} = 987 \pm 2$$

Погрешность оценим по формуле $\sigma_n = \sqrt{\sigma_{n_{c+\Phi}}^2 + \sigma_{n_{\Phi}}^2} \approx \sigma_{n_{c+\Phi}}^2$.

Число случайных совпадений определим по формуле:

$$n_{\text{сл}} = 2\tau n_1 n_2$$

Погрешность оценим по следующей формуле:

$$\sigma_{n_{\text{cm}}} = n_{\text{cm}} \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{n_1}}{n_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{n_2}}{n_2}\right)^2}$$

Полное число совпадений вычисляется по формуле:

$$n_{\text{совп}} = n - n_{\text{сл}}$$

Погрешность оценим как

$$\sigma_{n_{\rm cob}} = \sqrt{n^2 + n_{\rm cj}^2}$$




Рис. 2: График зависимости $N_0(\tau)$. Точку $\tau=1$ мкс отбрасываем.

Абсолютная активность источника равна

$$N_0 = 1.08 \frac{n_{\rm p1} n_{\rm p2}}{2 n_{\rm cobi}}$$

, где 1.08 – поправка, связанная с не идеальным разлётом гамма-квантов под углом 180° .

Результаты вычислений сведём в таблицу:

τ , MKC	$n_{\mathrm{c}_{\mathrm{J}}}$, имп	$\sigma_{n_{\mathrm{c}\mathrm{J}}}$, имп	$n_{ m cob\pi}$, имп	$\sigma_{n_{\mathtt{cob}\pi}}$, имп	N_0 , мк K и	σ_{N_0} , мк ${ m K}$ и
0.2	1.111	0.003	0.86	0.06	45	3
0.5	2.776	0.007	0.70	0.09	55	7
1.0	5.553	0.013	-0.33	0.15	-117	52

Причину отрицательного результата для $\tau = 1.0$ мкс установить не удалось. Скорее всего это связано с малым временем наблюдения числа импульсов в режиме совпадения.

Построим график зависимости $N_0(\tau)$.

Определим среднее значение активности препарата:

 $N_0=50\pm 4$ мкКи.

Обсуждение результатов и выводы

В работе было измерено среднее значение активности препарата ^{60}Co методом гамма-гамма совпадений: $N_0=50\pm 4$ мкКи.